



GEL GINGIVAL
ODDENT[®] Baby
ÁCIDO HIALURÓNICO 0.54%

Cuidado de las encías durante la aparición de los primeros dientes

ODDENT[®] Ácido Hialurónico (AH) gel gingival baby, es un gel oral que consiste en una innovadora matriz de polímero mucoadhesivo patentada que se adhiere a los dientes y encías durante un periodo de tiempo prolongado, formando una película invisible, flexible y resistente que ejerce una eficaz acción protectora.

Indicaciones: Estados en donde la mucosa gingival de los lactantes requiere una mayor concentración de Ácido Hialurónico.

Instrucciones de uso: Después de lavarse bien las manos, extender una pequeña cantidad del producto con un dedo y masajear suavemente la encía hasta que la zona afectada esté completamente cubierta. Aplicar preferentemente después de las comidas principales y antes de dormir para favorecer la formación de la película y prolongar el alivio del niño. Usar 3-6 veces al día, o cuando se necesite.

Composición:

Principal ingredient: Sodium hyaluronate

Other ingredients: Aqua, PEG 400, xylitol, polyvinyl alcohol, cellulose gum, PEG 40 hydrogenated castor oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene copolymer, glyceryl laurate, carbomer (Polycarbophil), sodium saccharin, sodium phosphate, glycerophosphocholine, trisodium phosphate, sodium lactate, disodium EDTA. (It may contain lactic acid, sodium hydroxide).

ODDENT[®] AH gel gingival baby permite reducir el uso de anestésicos locales, además de tener un sabor agradable.

- Sin alcoholes
- Sin azúcares.
- No contiene aromatizantes artificiales, gluten, lactosa, parabenos, laurilsulfato de sodio ni organismos modificados genéticamente.

Clínicamente probado para lactantes.



T500902

Format: 100 x 170 mm

Pag 01

● Pantone 431 C



Contraindicaciones: El uso de **ODDENT®** AH gel gingival baby está contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Advertencias y precauciones:

No usar en caso de daño visible.

Conservar a una temperatura entre 5 °C - 40 °C; proteger de fuentes de calor directas. No utilizar después de la fecha de caducidad. Cerrar el envase inmediatamente después de usarlo.

Si el producto debe usarse al mismo tiempo que otros productos, consulte a su médico.

Presentación: ODDENT® AH gel gingival baby tubo de 20 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fecha de última revisión de este prospecto: Septiembre 2021.



Fabricado por: Sigmar Italia S.p.A.
Para: Latin Farma, S.A. - Guatemala

Bajo licencia de:

 **RICERFARMA** S.R.L.
www.ricerfarma.com

T500902 | MC500199CA/F/B



T500902

Format: 100 x 170 mm

Pag 02

 Pantone 431 C